
TP: C'est la solution!

Objectifs:

- * Mettre en œuvre une technique de préparation d'une solution
- * Comprendre l'équation de dissolution d'un solide ionique






On veut préparer un volume V_0 = 50 mL d'une solution notée S_0 de chlorure de fer (III) hexahydraté. Pour cela on dissout une masse m_0 de soluté.

Le soluté a pour formule (FeCl₃, 6H₂O). Cela signifie que le solide ionique FeCl₃ "emprisonne" 6 molécules d'eau

L'équation de réaction de la dissolution du chlorure de fer (III) hexahydraté dans l'eau s'écrit :

$$FeCl_3, 6H_3O(s) \xrightarrow{eau} Fe^{3+}(aq) + 3 Cl^-(aq) + 6H_3O$$

Les ions Fe^{3+} sont responsables de la couleur "rouille" de la solution. On dispose d'une courbe d'étalonnage donnant la valeur de l'absorbance A de la solution en fonction de la concentration en quantité de matière en ions fer (III) Fe^{3+} , notée A = f(Fe^{3+}) où Fe^{3+} est la notation de la concentration en quantité de matière des ions fer (III) en solution.



I- Étude de la solution So

On mesure l'absorbance de cette solution avec un spectrophotomètre réglée sur la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption de cette solution. On trouve $A_0 = 1,3$.

Proposer deux méthodes permettant de déterminer la concentration en quantité de matière des ions fer (III) dans la solution S_0 notée $[Fe^{3+}]_0$.

II- Étude de la solution S₁

On souhaite préparer un volume $V_1 = 50$ mL d'une solution nommée S_1 d'ions fer (III) dilué d'un facteur 5 à partir de la solution S_0 . Quel matériel doit-on utiliser pour préparer S_1 ?

En utilisant le spectrophotomètre dans les mêmes conditions on mesure l'absorbance de la solution S₁. On trouve A₁ = 0,26.

III- Exploitation

- 1- Déterminer la concentration en quantité de matière en ions fer (III) dans la solution S₁ notée [Fe³⁺]₁. Justifier votre réponse.
- 2- En déduire la concentration en quantité de matière en ion fer (III) dans la solution S₀ notée [Fe³⁺]₀.
- 3- Déterminer la quantité de matière d'ions fer (III) présent dans la solution S₀.
- 4- En déduire la quantité de matière de soluté dissout. Justifier votre réponse.
- 5- Déterminer la masse m₀ de soluté à dissoudre pour préparer la solution S₀. Justifier votre réponse.
- 6- Décrire le protocole expérimental permettant de préparer les solutions S₀ et S₁.

IV- Pour aller plus loin ...

- 1- Compléter de façon littérale le tableau d'avancement.
- **2-** La solution S_0 étant non saturée déterminer la concentration en quantité de matière en ion chlorure Cl^- notée $[Cl^-]_0$ dans la solution S_0
 - 3- Ce résultat était-il prévisible ? Justifier votre réponse.